



Hinrisep G

Trennmittel Gips gegen Gips

Ein speziell entwickeltes Trennmittel für Gipse (bei Verwendung von Sockelgips FL bzw. „Suppensocklern“), Splitcast und Modellsysteme. Auch zum Isolieren von Gips gegen Kunststoffe geeignet. Hinrisep G trocknet schnell, verdichtet und glättet die Oberfläche zuverlässig und hinterlässt keinen Schmierfilm.

Verarbeitungsanleitung:

Das Gipsmodell aus ca. 20 cm Entfernung einsprühen und trocknen lassen. Pfützenbildung vermeiden!

Liefereinheiten: - 250 ml
- 1.000 ml